

CuroCell® 3 CX13

Effektiv & flexibel bäddmadrass



CuroCell® 3 CX13 Överdrag Olivia

CuroCell® 3 CX13

CuroCell® 3 CX13 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en effektiv och funktionell bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass.

CuroCell® 3 CX13 arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Madrassen har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag. Pumpen har många nödvändiga funktioner och är både driftsäker och energisnål.

Den levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 3 CX13 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.



CuroCell® 3 finns även tillgänglig i varianten CuroCell® 3 CX19 som är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt.
Senast uppdaterad: 2021-05-26.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Digital pump• Ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽⁴⁾• Goda rengöringsegenskaper• Omvårdnadsläge med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Utbytbara luftceller av polyuretan	<p>Typ: växeltrycksmadrass Höjd: 13 cm Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾ Rekommenderad brukarvikt: upp till 160 kg Strömförsörjning: 230 V/50 Hz Ljudnivå pump: 21 dBA Garanti: 2 år Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/ eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</p>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Hälfunktion• Kraftig transportväska	<p>80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.</p>